

PRODUKTPORTFOLIO

# TRUMPF

Heute die Technologien  
von morgen nutzen



INNOVATIONS FOR PATIENT CARE

**TRUMPF**



# TRUMPF

Eine Technologiegruppe in der  
Fertigungs- und Medizintechnik



*Die Zentrale von TRUMPF in Ditzingen bei Stuttgart*


**TRUMPF Gruppe**

*Umsatz 1,65 Milliarden Euro*

*Mitarbeiter 6.500*

*45 Tochtergesellschaften in 23 Ländern*

*TRUMPF ist ein Familienunternehmen*



*TRUMPF Werkzeugmaschinen*



*TRUMPF Lasertechnik*



*Beschriftung von Herzschrittmachern*

## **Über uns**

Unseren Kunden bieten wir nicht nur innovative Produkte von hoher Qualität. Wir haben Lösungen für ihre Aufgaben – ob in der Blechverarbeitung,

beim Lasereinsatz in Produktionsprozessen oder der Krankenhauslogistik. Unser Wissen in diesen Feldern ist der Wettbewerbsvorsprung unserer Kunden. Innovation ist die Grundlage unseres Erfolgs.

## **Geschäftsbereich**

### **Medizintechnik**

Die Medizintechnik ist ein Zukunftsmarkt – und das langfristig. Der Alltag im Krankenhaus ist für Ärzte und Pflegepersonal verantwortungsvoll, fordernd und anstrengend. Unsere Produkte für die Ausstattung von Operationssälen, Intensivstationen und Kliniklogistik wirken zusammen und erleichtern Abläufe.

Wir sind Partner der Kliniken für das Wohl der Patienten. Unsere Innovationen in den Produktbereichen Operationstische und Patiententransportsysteme, Deckenstative und Operationsleuchten sichern das Wachstum.

# Operationstischsysteme

Flexible und zeitsparende  
Ablauforganisation im OP



*JUPITER – Das Wechseltischsystem*



*TRUMPF Operationstische sind individuell konfigurierbar*

**Modularität für Flexibilität und Erweiterungsfähigkeit**

Ein standardisiertes Koppelstellensystem und eine elektrische Schnittstelle für motorisch angetriebene Spezialmodule bilden den innovativen Kern der modularen Konzeption und erlauben Erweiterungen für künftige Anwendungen.

**JUPITER System – High End Lösung in allen Disziplinen**

Das modulare JUPITER Wechselplattensystem deckt alle Einsatzgebiete der modernen diagnostischen und operativen Medizin ab. Ausstattung, Funktionalität und Erweiterungsfähigkeit machen den JUPITER zum OP-Tisch der Spitzenklasse.



*Shuttle beidseitig andockbar*

**SATURN System – Die kostenbewusste Alternative**

Zusammen mit dem hohen Bedienkomfort und dem breiten Anwendungsbereich bietet der SATURN System ein in dieser Klasse unerreichtes Preis-Leistungs-Verhältnis.

# Mobile Operationstische

Schnelle und präzise Lagerung  
vor und im Operationssaal



*TITAN – Der Schwerlasttisch mit Fahrtrieb*



*MARS Niedrigversion, z. B. für Wirbelsäulenchirurgie*

### **TITAN**

Der mobile Operationstisch für universelle chirurgische Anwendungen und schwergewichtige Patienten. Extrem stark und leicht beweglich.

### **JUPITER Universal**

Mobil mit allen Vorteilen des JUPITER Systems.

### **MARS**

Flexibel, mobil und stark bei moderaten Kosten. Leicht beweglich dank motorischer Fahr- und Bremsunterstützung. Extrem niedrige Spezialversion für Operationen im Sitzen.



*TITAN – Bis 450 kg Patientengewicht*



*SATURN Select, Nierenlagerung*

### **SATURN Select**

Elektromotorische Säulen- und gasfederunterstützte Plattenfunktion ermöglichen einfaches Handling. Mechanische Längsverschiebung und optionale Sitzplattenverlängerung sichern eine ausgezeichnete Röntgenfreiheit.



*MERKUR – Leichtes Handling*

### **MERKUR**

Mechanischer OP-Tisch für ein breites Anwendungsspektrum, hochwertig in Material und Verarbeitung.

### **MARS Endouro**

Der ideale Partner, wenn vor, während oder direkt nach einem Eingriff radiologische Untersuchungen oder Interventionen mit Lithotripsie erforderlich sind.



*MARS Endouro*

## OP-Tische und Zubehör aus Carbon für intraoperative Röntgendiagnostik



*OP-Tischplatte Carbon X-tra – Eine Ergänzung zum Wechsellattensystem JUPITER*

Intraoperative Diagnostik ist ein Schlüssel für erfolgreiches und wirtschaftliches Operieren. Die modularen TRUMPF Carbon OP-Tische und Elemente wurden für alle Eingriffe entwickelt und erlauben störungsfreie Bildgebung genau dort, wo der Operateur sie benötigt.



*Kopflagerungssystem aus Carbon*

# Operationsleuchten

Das neue Lichtzeitalter im OP



*iLED – Einstellbare Farbtemperatur für bessere Gewebekontraste*



*iLED 5 Kamera / iLED 3*

**iLED – Die erste  
Operationsleuchte mit  
LED-Technologie**

TRUMPF setzt neue Maßstäbe im OP. Individuell regelbare Lichteigenschaften für hervorragende Kontrastdarstellung, nahezu unbegrenzte Lebensdauer der LEDs und infrarotfreies Licht ohne Wärmeentwicklung revolutionieren die Arbeit im OP.

**HELION**

Zuverlässige Halogenleuchten in verschiedenen Ausführungen für den Allround-Einsatz runden unser Produktportfolio ab.

# Digitale Videosysteme für zukunftsweisende Telemedizin



*Digitale Bildübertragung und Archivierung während der OP*

Die erste steril bedienbare OP-Leuchten-Kamera mit SDI-Ausgang und Standbildspeicherfunktion ermöglicht Live-Übertragungen aus dem OP in digitaler Videoqualität ebenso wie die schnelle, direkte Archivierung von Standbildern.



*Kamera am separaten Tragarm*



*Integrierte Videokamera mit motorischer Bildaufrichtung*

# Deckenstative

**TRUMPF –  
Modulare Lösungen in höchster  
Qualität**



*Ergonomie und Sicherheit für Personal und Patienten im OP*



*Intensivmedizin – Frei zugängliches Kopfende erleichtert die Notfallversorgung*

### **Optimale Arbeitsbedingungen und bestmögliche Patientenversorgung**

Unsere Lösungen sind ein Garant für bedarfsgerechte Arbeitsplatzgestaltung und ideale Raumplanung. Sie optimieren Ihren Workflow und die Qualität Ihrer Arbeit.

### **Maximale Flexibilität**

Die Deckenstative von TRUMPF in drei Gewichtsklassen erlauben maßgeschneiderte Systemlösungen in Anästhesie, Minimalinvasiver Chirurgie, Endoskopie, Intensivpflege, Neonatologie und Notfallmedizin.



*Motorische Höhenverstellung bei 180 kg Tragkraft*



*Intensivmedizin / Aufwachbereich*

**Einfache Nachrüstung  
und dauerhafte  
Kostensoptimierung**

Mit modularem Baukasten,  
vielseitigem Zubehör und  
ansprechendem Design bieten  
wir zukunftsorientierte  
Qualität.

**kombiTROLL® Gerätewagen  
– variabel und mobil**

Ergonomisch und zukunfts-  
sicher für den harten Einsatz  
in Klinik und Praxis.



*uniPORT in der Neonatologie*



*kombiTROLL® Gerätewagen*

# Patiententransportsysteme

## Vernetzung – Die Grundlage unseres Denkens



*IMEC – Lebensnotwendige Geräte immer dabei*

### **Bessere klinische Prozesse**

Potenziale für Einsparungen im Krankenhaus stecken vielfach in der Optimierung von Abläufen. TRUMPF Patiententransportsysteme bilden eine Produktfamilie für den innerklinischen Patiententransfer und erlauben intraoperative Diagnostik. Sie optimieren die Behandlungsabläufe, erleichtern die Arbeit und erhöhen die Sicherheit der Patienten.



*IMEC – Sicherer und effizienter Transport für Patient und Personal*



*ORBITER – Problemlose und kraftsparende Umbettung von Patienten*



*CALYPSO – Gipstisch und Notfalltransporter, durchleuchtbar*

**TRUMPF**

**Medizin Systeme GmbH + Co. KG**

Benzstraße 26

82178 Puchheim

Germany

Telefon +49 (0) 89 / 8 09 07-0

Telefax +49 (0) 89 / 8 09 07-20

e-mail [info@de.trumpf-med.com](mailto:info@de.trumpf-med.com)

[www.trumpf-med.com](http://www.trumpf-med.com)

**TRUMPF Medizin Systeme GmbH**

Carl-Zeiss-Straße 5

07318 Saalfeld

Germany

Telefon +49 (0) 36 71 / 5 86-0

Telefax +49 (0) 36 71 / 5 86-1 65

e-mail [info@de.trumpf-med.com](mailto:info@de.trumpf-med.com)

[www.trumpf-med.com](http://www.trumpf-med.com)

**TRUMPF MED ITALIA s.r.l.**

Via C. Battisti, 31/C

35010 Limena – PD

Italy

Telefon +39 049 - 8 84 38 00

Telefax +39 049 - 8 84 11 24

e-mail [areaclienti@it.trumpf-med.com](mailto:areaclienti@it.trumpf-med.com)

[www.it.trumpf-med.com](http://www.it.trumpf-med.com)

**TRUMPF AMSA SAS**

146, Bd Charcot

BP 477

63013 Clermont-Ferrand cedex 1

France

Telefon +33 (0) 4 73 19 50 50

Telefax +33 (0) 4 73 37 29 31

e-mail [trumpf-amsa@trumpf-amsa.com](mailto:trumpf-amsa@trumpf-amsa.com)

[www.fr.trumpf-med.com](http://www.fr.trumpf-med.com)

**TRUMPF Medical Systems Ltd.**

The Granary Pinkney Park

Malmesbury · Wiltshire · SN16 0NX

Great Britain

Telefon +44 (0) 16 66 84 10 01

Telefax +44 (0) 16 66 84 10 08

e-mail [info@trumpf-med.co.uk](mailto:info@trumpf-med.co.uk)

[www.uk.trumpf-med.com](http://www.uk.trumpf-med.com)

**TRUMPF Medical Systems, Inc.**

415 Jessen Lane

Charleston, SC 29492

USA

Telefon +1 (843) 5 34 06 06

Telefax +1 (843) 5 34 02 06

e-mail [info@us.trumpf-med.com](mailto:info@us.trumpf-med.com)

[www.us.trumpf-med.com](http://www.us.trumpf-med.com)

**TRUMPF**

**Medizin Systeme GmbH & Co. KG  
(Singapore)**

3791 Jalan Bukit Merah #09-21

Singapore 159471

Telefon +65 62 72 - 78 68

Telefax +65 62 75 - 78 68

e-mail [sales@sg.trumpf-med.com](mailto:sales@sg.trumpf-med.com)

[www.sg.trumpf-med.com](http://www.sg.trumpf-med.com)

**TRUMPF Medical Systems Ltd.**

Shanghai Representative Office

11-H, Century Ba-Shi Building

398 Huai Hai Zhong Road

Shanghai 200020 – P.R. China

Telefon +86 21 63 85 10 38

Telefax +86 21 63 85 16 60

e-mail [info@cn.trumpf-med.com](mailto:info@cn.trumpf-med.com)

[www.trumpf-med.com](http://www.trumpf-med.com)

INNOVATIONS FOR PATIENT CARE

**TRUMPF**

